

Evacuador de Bexiga Estéril

Ellick Bhio Supply


O evacuador de bexiga estéril - Ellick Bhio Supply, foi concebido para facilitar a remoção de fragmentos de tecido durante Ressecções Transuretrais de Próstata (RTU-P) e bexiga (RTU-B), remoção de coágulos e de cálculos residuais às litotripsias.

Equipado com sistema de filtro unidirecional que eficazmente impede que os fragmentos, resíduos e coágulos retornem à bexiga, facilita a separação e envio para análise.

Frasco transparente permite melhor visualização, desenho anatômico com material macio facilita a compressão e garante evacuação efetiva.



Evacuador de Bexiga Estéril Ellick Bhio Supply



Composição: PVC, polipropileno e silicone.

Referência	Descrição
0MSE1AA0	Evacuador de Bexiga Estéril - Ellick



BAIXE
NOSSOS
CATÁLOGOS

**Evacuador de Bexiga Estéril
Ellick Bhio Supply**

Registro ANVISA 80381210141


**bhio
supply**

Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 85
São Paulo SP
Brasil 05319-000

bhiosupply.com.br
 @bhiosupply