



Clips e Aplicadores

Clips e aplicadores que garantem alto desempenho em cada procedimento.




Os clips, aplicadores e instrumentais da Bhio Supply garantem alto desempenho e segurança nas cirurgias, resultado da constante inovação e tecnologia aplicada em seu processo produtivo.



Clips de Titânio

Utilizados para hemostasia, ligação de artérias, veias, nervos e pequenas estruturas.




Cartucho com 6 Clips

CT 100 Pequeno (Azul)	CT 200 Médio (Branco)	CT 300 Médio-Grande (Verde)	CT 400 Grande (Laranja)
0Z70005	0Z70003	0Z70001	0Z70004
Dimensões (mm) a:5,00 b:0,29 c:0,47 d:3,60	Dimensões (mm) a:9,00 b:0,51 c:0,74 d:5,00	Dimensões (mm) a:15,00 b:0,60 c:1,00 d:9,2	Dimensões (mm) a:15,5 b:0,84 c:1,19 d:12,5

Registro ANVISA 80381210021

Aplicador Para Videocirurgia




Código	Descrição
0A7690L	Aplicador de clips pequenos - CT 100 (azul), 20cm, empunhadura com anel
0A7691L	Aplicador de clips pequenos - CT 100 (azul), 36cm, empunhadura com anel
0A7692L	Aplicador de clips pequenos - CT 100 (azul), 42cm, empunhadura com anel
0A7820L	Aplicador de clips pequenos - CT 200 (branco), 20cm, empunhadura com anel
0A7821L	Aplicador de clips pequenos - CT 200 (branco), 36cm, empunhadura com anel
0A7822L	Aplicador de clips pequenos - CT 200 (branco), 42cm, empunhadura com anel

Aplicador Para Videocirurgia

Aplicador Slim 10mm

Código	Descrição
0A7B77L	Aplicador de Clips Slim Médio, 20cm Empunhadura com Anel
0A7B78L	Aplicador de Clips Slim Médio, 36cm Empunhadura com Anel
0A7B79L	Aplicador de Clips Slim Médio, 42cm Empunhadura com Anel
0A7B87L	Aplicador de Clips Slim Médio-grande, 20cm Empunhadura com Anel
0A7B88L	Aplicador de Clips Slim Médio-grande, 36cm Empunhadura com Anel
0A7B89L	Aplicador de Clips Slim Médio-grande, 42cm Empunhadura com Anel
0A7B97L	Aplicador de Clips Slim Grande, 20cm Empunhadura com Anel
0A7B98L	Aplicador de Clips Slim Grande, 36cm Empunhadura com Anel
0A7B99L	Aplicador de Clips Slim Grande, 42cm Empunhadura com Anel



Registro ANVISA 80381210042

Aplicadores para Cirurgia Aberta

B - Ângulo da Clipadora

A - Comprimento total da Clipadora



Aplicadora CT100 | Azul

Código	Compr. (A)	Ângulo (B)
OCNA7L0	15cm	25°
OCNA7L6	20cm	25°
OCNA7M0	15cm	65°
OCNA7M6	20cm	65°
OCNA7N0	15cm	90°



Aplicadora CT200 | Branca

Código	Compr. (A)	Ângulo (B)
OCNA4J0	15cm	25°
OCNA4J6	20cm	25°
OCNA4JM	28cm	25°
OCNA4M0	15cm	65°
OCNA4M6	20cm	65°
OCNA4MM	28cm	65°
OCNA4N0	15cm	90°
OCNA4N6	20cm	90°
OCNA4NM	28cm	90°



Registro ANVISA 8038210037

Aplicadora CT300 | Verde

Código	Compr. (A)	Ângulo (B)
OCNA5J6	20cm	25°
OCNA5JM	28cm	25°
OCNA5M6	20cm	65°
OCNA5MN	28cm	65°
OCNA5N6	20cm	90°
OCNA5NM	28cm	90°



Aplicadora CT400 | Laranja

Código	Compr. (A)	Ângulo (B)
OCNA6J6	20cm	25°
OCNA6JM	28cm	25°
OCNA6M6	20cm	65°
OCNA6MN	28cm	65°
OCNA6N6	20cm	90°
OCNA6NM	28cm	90°



BAIXE
NOSSOS
CATÁLOGOS

Clips e
Aplicadores

bhiosupply

Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 85
São Paulo SP
Brasil 05319-000

bhiosupply.com.br
 @bhiosupply