

LANÇAMENTO

Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force

VASOS ARTERIAIS E VENOSOS

O NOVO Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Supply Seal Force para Vasos Arteriais e Venosos foi desenvolvido para operar em conjunto com geradores de energia específicos.

Este novo instrumental descartável utiliza a renomada tecnologia bipolar de eletrocirurgia, que, associado a uma lâmina de corte, divide e sela os vasos de forma eficiente e muito mais segura.

Conheça esta nova linha de instrumentais Bhio Supply, contate um de nossos revendedores e solicite maiores informações.




PINÇA CURVA MARYLAND

bhio
seal
force

bhiosupply 





Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force

VASOS ARTERIAIS E VENOSOS

O NOVO Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para Vasos Arteriais e Venosos da Bhio Supply opera em conjunto com geradores de corrente elétrica de alta frequência (AF) em procedimentos de videocirurgia para realização de selamento e divisão de vasos arteriais e venosos de até 7mm, vasos linfáticos e feixes de tecidos. Sua versatilidade propicia que possa ser utilizado para manipulação de tecidos e estruturas. É um instrumental para uso exclusivo em técnicas endoscópicas.



O Novo Selador Bhio Supply é fornecido esterilizado, devendo ser descartado após primeira utilização (uso único).

Disponível com pinças de 5,0mm e 10,0mm de diâmetro e com opções de comprimento de 23, 37 e 42cm.

CÓD	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMPRIMENTO	PARTE ATIVA
0S052AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	5mm	23cm	Parte Ativa Curva Maryland 
0S053AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	5mm	37cm	Parte Ativa Curva Maryland 
0S054AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	5mm	42cm	Parte Ativa Curva Maryland 