

# Clamp Bulldog

Bhio Supply

O Clamp de Bulldog BHIO SUPPLY é um instrumento útil para interromper o fluxo sanguíneo para um órgão específico de interesse. Em geral, o grampo bulldog, com suas muitas variedades anguladas e aplicações cirúrgicas, é uma ferramenta essencial durante a cirurgia, na qual o fluxo de sangue para um órgão deve ser interrompido ou controlado.

## Clamp Bulldog Reto

Inox

Titânio

## Clamp Bulldog Curva

Inox

Titânio

- Disponível em aço inox (dourado) e titânio (azul);
- Em titânio é 50% mais leve e 60 % mais resistente;
- Dois modelos de parte ativa com serrilha: De Bakey e Atraumática;
- Parte ativa em diversos tamanhos.



O Aplicador de clamp BHIO SUPPLY foi projetado para garantir a aplicação do clamp em procedimentos vídeo cirúrgicos, acessando a cavidade através de bainhas de Ø10,0mm previamente instaladas.



Parte Ativa De Bakey



Parte Ativa Atraumática

