



BhioPTA[®] FLEX

Portal Transanal

Inovação no DNA


O caminho da inovação, aperfeiçoamento constante e aprimoramento de processos é a nossa base para mantermos a competitividade no atual mercado globalizado. Desde a implantação da Bhio Supply, inserida no sofisticado segmento de instrumentais para videocirurgia, exigiu visão estratégica baseada em PD&I - pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A interação com reconhecidos cirurgiões e o conhecimento profundo das necessidades nos

A "BhioPDI", que adota o método de "open innovation" e o conceito da "Tríplice Hélice consolidando o Sistema "BhioPDI de Inovação Aplicada".

As possibilidades de recursos dos programas oficiais de incentivo à inovação permitiram intensificar o desenvolvimento de novos projetos. Parceria com vários ICTs de universidades e de instituições de saúde, de clínicas cirúrgicas e de profissionais médicos reforçam nossa precisão e refino na hora de criar o produto final.

Parcerias que geram resultados inovadores





BhioPTA[®]FLEX

Inovação em cirurgia transanal

Portal semi descartável para cirurgia transanal tipo TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery) e tipo TAM (Transanal Endoscopic Microsurgery), desenvolvidos com coordenação médica.

O BhioPTA Flex atua como portal de acesso para procedimento colorretal, permitindo ressecção de lesões na porção inferior do reto.

bhiopdi Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação



BhioPTA[®]FLEX

Características singulares

- Portal dimensionado para obter o menor trauma possível na região
- Corpo rígido em alumínio
- Aceita instrumentais de 3, 4 e 5mm em qualquer acesso do Portal (vedante)
- Portal intercambiável para óticas de 4, 5 e 10mm
- Pontos de ancoragem
- Portal e Introdutor permanentes
- Vedante desenvolvido para garantir maior mobilidade dos instrumentos
- Tampa vedante descartável com quatro acessos
- Sistema de válvulas-torneiras para insuflação de CO₂

bhiosupply 