


# SELADORA BIPOLAR AVANÇADA

Vasos arteriais e venosos

bhio  
seal  
force

## Versatilidade e eficácia em suas mãos

Versatilidade de aplicação em todas as especialidades e procedimentos. A elevada eficácia do Bhio Seal Force possibilita a selagem de vasos em uma única ativação.



### Múltiplas Funções:

- Selagem bipolar avançada
- Dissecção
- Apreensão delicada
- Coagulação
- Corte frio

### Design ergonômico:

Projetado para facilitar o manuseio e a precisão durante a cirurgia.

### Tecnologia bipolar avançada:

Coagula e sela promovendo hemostasia eficaz, minimizando o sangramento.

## Benefícios:

### Redução do sangramento:

A selagem eficaz dos vasos sanguíneos diminui a necessidade de transfusões e complicações relacionadas.

### Menor tempo cirúrgico:

A eficiência da pinça pode reduzir a duração da cirurgia.

### Menos trauma aos tecidos:

A energia em baixa temperatura minimiza o dano aos tecidos circundantes, promovendo recuperação mais rápida.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
0S052AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	23 cm
0S053AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	37 cm
0S054AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	42 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0WG1A00	Eletrogerador bipolar avançado Bhio Supply - BS 100

**bhiosupply** 

Av. Luiz Pasteur, 4.959  
Esteio RS Brasil 93290-010  
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 85  
São Paulo SP  
Brasil 05319-000

**bhiosupply.com.br**  
 @bhiosupply