



0V043F5N
Tesoura Reta
Straight Scissors
EX = 5mm
HT = 17cm
CT = 27cm



0V044F19
Tesoura Metzenbaum
Metzenbaum Scissors
EX = 10mm
HT = 19cm
CT = 29cm



0V646D5N
Porta Agulha Reto
Com Videa - Com Cremalheira
Straight Needle Holder
With Videa - With ratchet
EX = 5mm
HT = 17cm
CT = 27cm



0VA5205P
Aspirador Curvo
7,5 mm de Ponta - Fluxo Contínuo
Curved Suction Tube
7,5 mm Tip - Continuous Flow
EX = 5mm
HT = 32cm
CT = 45cm

bhiopdi Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação
Research, Development and Innovation



BhioVATS

Cirurgia Torácica

Bhio Supply Video Assisted
Thoracic Surgery

- Instrumental de alta performance
High performance instruments
- Excelente relação custo-benefício
Excellent cost-benefit ratio
- Fabricado no Brasil com
tecnologia Alemã
Made in Brazil with
german technology



BAIXE ESTE FOLDER
DOWNLOAD THIS BROCHURE


bhiosupply



Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000
www.bhiosupply.com.br

bhiosupply





0V424B5B

Pinça de Apreensão Debaquey
3,5mm de Largura de Boca
Empunhadura Axial Sem Cremalheira

EX = 5mm Debaquey Grasping Clamp
HT = 20cm 3,5 mm width jaw
CT = 36cm Axial Handle - Without Ratchet



0V411DIK

Pinça de Apreensão Debaquey
Curva Esquerda - 11 cm de Boca
Com Cremalheira

EX = 10mm Debaquey Grasping Clamp
HT = 27cm Curved Left - 11 cm jaw
CT = 37cm With Ratchet



0V413F5D

Pinça de Apreensão Debaquey
Curva - 6 cm de Boca
Sem Cremalheira

EX = 5mm Debaquey Grasping Clamp
HT = 21cm Curved - 6 cm jaw
CT = 31cm Without Ratchet



0V418F1I

Pinça de Apreensão Debaquey
Curva - 9,5 cm de Boca
Sem Cremalheira

EX = 10mm Debaquey Grasping Clamp
HT = 25cm Curved - 9,5 cm jaw
CT = 35cm Without Ratchet



0V539F59

Pinça Dissecção Debaquey
Sem Cremalheira

EX = 5mm Debaquey Dissector Clamp
HT = 19cm Without Ratchet
CT = 29cm



0V432D10

Pinça de Apreensão Foerster
Curva Esquerda - 20 mm de Boca
Com Cremalheira

EX = 10mm Foerster Grasping Clamp
HT = 23cm Curved Left - 20 mm jaw
CT = 33cm With Ratchet



0V432D19

Pinça de Apreensão Foerster
Curva Esquerda - 20 mm de Boca
Com Cremalheira

EX = 10mm Foerster Grasping Clamp
HT = 19cm Curved Left - 20 mm jaw
CT = 29cm With Ratchet



0V405F1J

Pinça de Apreensão 90°
45 mm de Boca
Sem Cremalheira

EX = 10mm 90° Grasping Clamp
HT = 23cm 45 mm jaws
CT = 33cm Without Ratchet



0V406F50

Pinça de Apreensão de Linfonodo
Curva Esquerda - 11 mm de Boca
Sem Cremalheira

EX = 5mm Lymph Node Grasping Clamp
HT = 23cm Curved Left - 11 mm jaw
CT = 33cm Without Ratchet



0V537F70

Pinça Dissecção Denis
Curva Esquerda - Serrilhada
Sem Cremalheira

EX = 7mm Denis Dissector Clamp
HT = 23cm Curved Left - Serrated
CT = 33cm Without Ratchet



0VG41E54

Pinça Empurrador de Nó Delicado
Empunhadura Axial sem Cremalheira
Com Mola Externa

EX = 5mm Delicate Knot Pusher Clamp
HT = 14cm Axial Handle - Without Ratchet
CT = 30cm With External Spring



0V458D50

Pinça Dissecção Snake
Curva Esquerda - Serrilhada
Com Cremalheira

EX = 55mm Thoracic Tissue Forceps
HT = 23cm (Snake Shaped)
CT = 33cm Curved Left - Serrated
With Ratchet