

LINHA DE GINECOLOGIA

Bhio Supply



INSTRUMENTAIS ENDOSCÓPICOS - ÓTICAS



Código	Diâmetro	Angulação	Comprimento	Descrição
0LD02030	Ø 2,0mm	30°	302mm	A mais delicada, em todos os sentidos
0LD02930	Ø 2,9mm	30°	302mm	Ótica ideal para histeroscopia diagnóstica e cirúrgica ambulatorial
0LD04030	Ø 4,0mm	30°	302mm	A mais usada no centro cirúrgico


HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA



Camisas Histeroscopia Diagnóstica com uma Torneira Composto de camisa e obturador



Código	Descrição	Tamanho/Angulação	Uso
0U10008	Cânula de Acesso com obturador histeroscopia diagnóstica 1 torneira giratória	Ø 2,6mm x 22,5cm / ângulo 30°	Ótica 2,0mm 30°
0U10010	Cânula de Acesso com obturador histeroscopia diagnóstica 1 torneira giratória	Ø 3,7mm X 27cm / ângulo 30°	Ótica 2,9mm 30°
0U10012	Cânula de Acesso com obturador histeroscopia diagnóstica 1 torneira giratória	Ø 5,0mm X 27cm, ângulo 30°	Ótica 4,0mm 30°

HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA



Camisa de histeroscopia cirúrgica desenvolvida pelo Dr. Ricardo Lasmar


Código	Descrição	Tamanho/Angulação	Uso
0U10050	Camisa de Lasmar	2,9mm X 30cm / ângulo 30°	Ótica 2,9mm 30°




Camisas Histeroscopia Cirúrgica com duas Torneiras Tipo Gota Composto de camisa externa e camisa interna

Código	Descrição	Tamanho/Angulação	Uso
0U10014	Cânula de acesso, histeroscopia cirúrgica tipo gota, 2 torneiras, 1 canal de trabalho 5Fr.	Ø 5,0mm X 27cm / ângulo 30°	Ótica 2,9mm 30°
0U10015	Cânula de acesso, histeroscopia cirúrgica tipo gota, 2 torneiras, 1 canal de trabalho 7Fr.	Ø 7,0mm X 27cm / ângulo 30°	Ótica 4,0mm 30°
0U10016	Cânula de acesso, histeroscopia cirúrgica tipo gota, 2 torneiras, 1 canal de trabalho 5Fr.	Ø 6,5mm X 27cm, ângulo 30°	Ótica 4,0mm 30°

CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO



0Z00254



0Z00249

Código	Descrição
0Z00249	Caixa para esterilização e armazenamento, medidas 45x10x4cm com suporte para ótica (H45)
0Z00254	Caixa para esterilização e armazenamento de instrumentais, medidas 49x22x7cm com manta (H26)

CABO DE FIBRA ÓTICA

Cabo de luz para óticas com diâmetro de 4mm ou inferior, tem 3,5mm de diâmetro e deve ser utilizado sempre com a menor intensidade de luz possível.

Código	Diâmetro
0Z00564	Cabo de fibra ótica de 2,50m x 3,5mm compatível storz



INSTRUMENTAIS



Pinça de biópsia, semirrígida, dupla concha, cortante, dupla ação



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U31000	400mm	5FR
	0U31001	400mm	7FR

Pinça de apreensão, semirrígida, mandíbula jacaré



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U41001	400mm	5FR
	0U41002	400mm	7FR

Pinça de biópsia, semirrígida, concha oval, serrilhada, dupla ação



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U31004	400mm	5FR
	0U31005	400mm	7FR

Tesoura, semirrígida, simples ação, romba



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U01001	400mm	5FR
	0U01002	400mm	7FR

HISTERORRESSECÇÃO

Camisas de fluxo contínuo



0U10026

Código	Descrição
0U10026	Cânula de acesso com obturador ressectoscopia com 2 torneiras giratórias de fluxo contínuo. Cânula de acesso externa 26Fr. Cânula de acesso interna 24Fr. Conexão rosqueada.




0U10049

Código	Descrição
0U10049	Cânula de acesso com obturador ressectoscopia com 2 torneiras giratórias de fluxo contínuo. Cânula de acesso externa 26Fr. Cânula de acesso interna 24Fr. Conexão engate rápido.

ELEMENTOS DE TRABALHO

Elemento de trabalho monopolar



Código Descrição


OU10039 Elemento de trabalho passivo monopolar para ótica 4mm e camisa 26/24Fr



Código Descrição

0AHCNZ0 Cabo monopolar autoclavável para elemento de trabalho

Elemento de trabalho bipolar



OU10048

Código Descrição

OU10048 Elemento de trabalho para alça de ressecção bipolar

Código Descrição

0AHCQ00 Cabo bipolar para elemento de trabalho



0AHCQ00

PINÇA DO BHIO SEAL FORCE



Registro ANVISA 80381210118

Código	Descrição	Diâmetro	Comprimento
0S052AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	23 cm
0S053AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	37 cm
0S054AC	Selador e divisor laparoscópico descartável Bhio Seal Force	5 mm	42 cm

ELETROGERADOR BIPOLAR AVANÇADO



Código	Descrição
0WG1A00	Eletrogerador Bipolar Avançado Bhio Supply - BS100

PINÇA DO PROCISION 1000



Código	Descrição	Comprimento
0ZP14H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	14cm
0ZP23H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	23cm
0ZP36H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	36cm

GERADOR PROCISION 1000



Código	Descrição
0ZP1000	Gerador ultrassônico 50/60hz - 100-240v.


INSTRUMENTAIS UTERINOS

Delineador Uterino

Instrumental Completo | 0ABADZ0




Componentes Avulsos do Delineador para Reposição



Occluder Vaginal

Código

CABV000



Pinça para Manipulação Uterina

Código

CABS005



Ponteira tipo ogiva para histerossalpingografia

Código Compr.

CABS003 menor

CABS004 maior



Ponteira de extração uterina

Código Compr.

CABS000 curta

CABS001 média

CABS002 longa



Ponteira para cromotubagem

Código Compr.

CAB4004 pequena

CAB4005 grande



Adaptador cervical

Código Compr.

CAB4006 36mm


CAB4007 40mm

CAB4008 44mm

INSTRUMENTAIS UTERINOS

Manipulador Uterino

0ABAD10



Pinça Pozzi Reta para Colo Uterino 25mm

0C16537



Aponte sua câmera para o QR code e conheça mais soluções para ginecologia.

LINHA DE GINECOLOGIA



BAIXE
NOSSOS
CATÁLOGOS

bhiosupply



Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700
Casa 85 - São Paulo SP
Brasil 05319-000

bhiosupply.com.br
@bhiosupply

