

Clips Hemostáticos

Hemostatic Clips

Utilizados para se obter a hemostasia, ligação de artérias, veias, nervos e pequenas estruturas


Used to obtain hemostasis, binding of arteries, veins, nerves and small structures



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 100 Pequeno (Azul)

0Z70005


Cartridge with 6 Clips Hemostatic CT 100 Small (Blue)



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 200 Médio (Branco)

0Z70003


Cartridge with 6 Clips Hemostatic CT 200 Medium (White)



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 300 Médio-Grande (Verde)

0Z70001

Cartridge with 6 Clips Hemostatic CT 300 Medium Large (Green)



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 400 Grande (Laranja)

0Z70004

Cartridge with 6 Clips Hemostatic CT 400 Large (Orange)

bhiopdi

Pesquisa
Desenvolvimento
Inovação

Research, Development and Innovation



bhiopdi



Clips hemostáticos

Hemostatic Clips

Clipadoras e Aplicadores
Clippers and Appliers

Bhio Supply

Clips Hemostáticos e instrumentos para sua aplicação – Aplicadores e Clipadoras – da Bhio Supply, atendem as variáveis das intervenções, garantindo alto desempenho e segurança dos atos cirúrgicos.

A qualidade na completa linha de instrumentais e acessórios para cirurgia aberta e videocirurgia é o resultado de permanente inovação e desenvolvimento tecnológico que a Bhio Supply aplica no seu processo produtivo.



Hemostatic Clips and instruments for their application – Applicators and clippers – from Bhio Supply, meet the intervention variables, ensuring high performance and safety of the surgical acts.

Quality in the complete line of instruments and accessories for open surgery and videosurgery is the result of permanent innovation and technological development that Bhio Supply applies in its production process.



BAIXE ESTE FOLDER
DOWNLOAD THIS BROCHURE

bhiosupply



Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000
www.bhiosupply.com.br

bhiosupply



@bhiosupply

Aplicadores de Clips

Clip Applicators


Utilizados para aplicação de clips hemostáticos em videocirurgias

Used for application of Hemostatic Clips in Video Surgery



- 1 - Porca
Screw
- 2 - Haste
Stem
- 3 - Empunhadura
Handle
- 4 - Refil Aplicador
Refill Applicator

Aplicadores para Videocirurgia
Applicators for Videosurgery



CÓDIGO CODE	CLIPS CLIP	Ø (A) DIAMETER	COMPR. (B) LENGHT	ÂNG. (C) ANGLE
OA7690L	CT100	5mm	20cm	0°
OA7691L	CT100	5mm	36cm	0°
OA7692L	CT100	5mm	42cm	0°
OA7820L	CT200	6,5mm	20cm	0°
OA7821L	CT200	6,5mm	36cm	0°
OA7822L	CT200	6,5mm	42cm	0°
OA7827L	CT200	10mm	20cm	15°
OA7828L	CT200	10mm	36cm	15°
OA7829L	CT200	10mm	42cm	15°
OA7787L	CT300	10mm	20cm	15°
OA7788L	CT300	10mm	36cm	15°
OA7789L	CT300	10mm	42cm	15°
OA7837L	CT400	10mm	20cm	15°
OA7838L	CT400	10mm	36cm	15°
OA7839L	CT400	10mm	42cm	15°



- A - Diâmetro da Haste
Stem Diameter
- B - Comprimento da Haste
Stem Lenght
- C - Ângulo do Aplicador
Applicator's Angle




Clipadoras para Cirurgia Aberta

Clippers for Open Surgery

Utilizadas para aplicação de clips hemostáticos em cirurgias aberta

Used for application of hemostatic clips in open surgeries



Clipadora CT 100
Clipper CT 100




AZUL BLUE		
CÓDIGO CODE	COMPR. (A) LENGHT	ÂNGULO (B) ANGLE
OCNA7LO	15cm	25°
OCNA7L6	20cm	25°
OCNA7MO	15cm	65°
OCNA7M6	20cm	65°
OCNA7NO	15cm	90°

Clipadora CT200
Clipper CT 200




BRANCO WHITE		
CÓDIGO CODE	COMPR. (A) LENGHT	ÂNGULO (B) ANGLE
OCNA4JO	15cm	25°
OCNA4J6	20cm	25°
OCNA4JM	28cm	25°
OCNA4MO	15cm	65°
OCNA4M6	20cm	65°
OCNA4MM	28cm	65°
OCNA4NO	15cm	90°
OCNA4N6	20cm	90°
OCNA4NM	28cm	90°

Clipadora CT300
Clipper CT300



VERDE GREEN		
CÓDIGO CODE	COMPR. (A) LENGHT	ÂNGULO (B) ANGLE
OCNA5JO	15cm	25°
OCNA5J6	20cm	25°
OCNA5JM	28cm	25°
OCNA5MO	15cm	65°
OCNA5M6	20cm	65°
OCNA5MN	28cm	65°
OCNA5NO	15cm	90°
OCNA5N6	20cm	90°
OCNA5NM	28cm	90°

Clipadora CT400
Clipper CT400



LARANJA ORANGE		
CÓDIGO CODE	COMPR. (A) LENGHT	ÂNGULO (B) ANGLE
OCNA6J6	20cm	25°
OCNA6JM	28cm	25°
OCNA6M6	20cm	65°
OCNA6MN	28cm	65°
OCNA6N6	20cm	90°
OCNA6NM	28cm	90°