

Trocater Descartável

# Bhio Supply

Leve, ergonômico e preciso.

Cânulas de acesso descartáveis disponíveis nos tamanhos 5mm, 10mm, 12mm e 15mm, com design desenvolvido para garantir um menor trauma aos tecidos, menor ferida cirúrgica, flexibilidade e delicadeza na movimentação do instrumental cirúrgico.



## Design 100% desmontável

Com manuseio simples que facilita a remoção de espécimes



### Borrachhas de vedação LATEX FREE

biocompatibilidade e segurança

### Operação com uma mão

Empurre o interruptor para cima para desconectar

### Obturador de aço inoxidável

Aumenta a penetração do trocater



### Torneiras com rotação de 180°

para uso ambidestro e "fast discharge"



### Ponta visível

inserção sem restrição de visualização.

### Tubo barbado

Design inovador com capacidade de fixação aumentada



### Família Ponta Protegida (com lâmina)

RMS / ANVISA - 80381219015

Código	Tamanho	Descrição
0MTCL502	5 x 10	Kit cânula de acesso descartável 5mm 10cm com ponta protegida
0MTCL002	10 x 10	Kit cânula de acesso descartável 10mm 10cm com ponta protegida
0MTCL202	12 x 10	Kit cânula de acesso descartável 12mm 10cm com ponta protegida



### Família Ponta Óptica (sem lâmina)

RMS / ANVISA - 80381219014

Código	Tamanho	Descrição
0MTOP502	5 x 10	Kit cânula de acesso descartável 5mm 10cm com ponta óptica
0MTOP002	10 x 10	Kit cânula de acesso descartável 10mm 10cm com ponta óptica
0MTOP202	12 x 10	Kit cânula de acesso descartável 12mm 10cm com ponta óptica
0MTOP2J2	12 x 15	Kit cânula de acesso descartável 12mm 15cm com ponta óptica
0MTOP702	15 X 10	Kit cânula de acesso descartável 15mm 10cm com ponta óptica

**bhiosupply** 

Av. Luiz Pasteur, 4.959  
Esteio RS Brasil 93290-010  
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

Av. Queiroz Filho, 1700 - Casa 85  
São Paulo SP  
Brasil 05319-000

**bhiosupply.com.br**  
 @bhiosupply