

LINHA DE UROLOGIA

Bhio Supply




INSTRUMENTAIS ENDOSCÓPICOS - ÓTICAS




Código	Diâmetro	Angulação	Comprimento	Sugestão de Uso
0LA04030	Ø 4.00mm	0°	302mm	Ideal para uretrotomia
0LD04030	Ø 4.00mm	30°	302mm	A mais usada na urologia
0LF04030	Ø 4.00mm	70°	302mm	Ideal para cistoscopia diagnóstica

CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO



Código	Descrição
0Z00249	Caixa para esterilização e armazenamento, medidas 45x10x4cm com suporte para ótica (H45)
0Z00254	Caixa para esterilização e armazenamento de instrumentais, medidas 49x22x7cm com manta (H26)

CISTOSCOPIA/CAMISAS



0U10046

Código	Descrição
0U10041	Cânula para cistoscopia com duas torneiras fixas 17fr com obturador padrão
0U10042	Cânula para cistoscopia com duas torneiras fixas 19fr com obturador padrão
0U10044	Cânula para cistoscopia com duas torneiras fixas 21fr com obturador padrão
0U10046	Cânula para cistoscopia com duas torneiras fixas 23fr com obturador padrão

PONTES/INTERMEDIÁRIOS



0U10035

Código	Descrição
0U10035	Ponte diagnóstica para endoscópio 17-25Fr



0U10038

Código	Descrição
0U10037	Ponte para endoscópio com 1 canal de trabalho 17-25Fr



0U10037

Código	Descrição
0U10038	Ponte para endoscópio com 2 canais de trabalho 17-25Fr

PINÇAS E TESOURAS FLEXÍVEIS



Pinça de biópsia, flexível, dupla concha, cortante, dupla ação



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U30000	400mm	Ø 5FR
	0U30001	400mm	Ø 7FR

Pinça de apreensão, flexível, mandíbula jacaré



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U40001	400mm	Ø 5FR
	0U40002	400mm	Ø 7FR

Pinça de biópsia, flexível, concha oval, serrilhada, dupla ação




Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U30004	400mm	Ø 5FR
	0U30005	400mm	Ø 7FR

Tesoura flexível, romba, simples ação



Parte ativa	Código	Compr.	Diâmetro
	0U00001	400mm	Ø 5FR
	0U00002	400mm	Ø 7FR

CISTOSCOPIA – PINÇAS RÍGIDAS



Código	Descrição
0U40025	Pinça de apreensão 3 pontas p/ grandes fragmentos de calculo 9FR
0U40028	Pinça de cálculo simples ação p/ camisa de cisto-ureteroscopia 25FR

URETROTOMIA



Código	Descrição
0U10034	Camisa Endoscópica 21FR c/ 1 Canal Ø 5FR e obturador perfurado p/ passagem de fio guia

CABO DE FIBRA ÓTICA

Cabo de luz para óticas com diâmetro de 4mm ou inferior, tem 3,5mm de diâmetro e deve ser utilizado sempre com a menor intensidade de luz possível.

Código	Diâmetro
0Z00564	Cabo de fibra ótica de 2,50m x 3,5mm compatível storz



RESSECÇÃO TRANSURETRAL – RTU

Camisas de fluxo contínuo



0U10026

Código	Descrição
0U10026	Cânula de acesso com obturador ressectoscopia 2 torneiras giratórias, fluxo contínuo. Cânula de acesso externa 26Fr. Cânula de acesso interna 24Fr. Conexão rosqueada.



0U10049

Código	Descrição
0U10049	Cânula de acesso com obturador ressectoscopia 2 torneiras giratórias, fluxo contínuo. Cânula de acesso externa 26Fr. Cânula de acesso interna 24Fr. Conexão engate rápido.

Camisa de fluxo simples




0U10030

Código	Descrição
0U10030	Cânula de acesso de resectorcopio com válvula fixa e obturador padrão 24fr fluxo simples

ELEMENTOS DE TRABALHO

Elemento de trabalho monopolar




Código	Descrição
0U10039	Elemento de trabalho passivo monopolar para ótica 4mm e camisa 26/24Fr



Código	Descrição
0AHCNZ0	Cabo monopolar autoclavável para elemento de trabalho

Elemento de trabalho bipolar




Código	Descrição
0U10048	Elemento de trabalho para alça de ressecção bipolar



Código	Descrição
0AHCQ00	Cabo bipolar para elemento de trabalho

LAPAROSCOPIA UROLÓGICA

CLAMP BULLDOG



- Disponível em aço inox (dourado) e titânio (azul);
- Em titânio é 50% mais leve e 60 % mais resistente;
- Dois modelos de parte ativa com serrilha:
De Bakey e Atraumática;
- Parte ativa em diversos tamanhos.

Clamp Bulldog Reto



Clamp Bulldog Curva



0A7BR8L - Aplicador de Clamp Bulldog 36cm c/ cremalheira

Código	Descrição
0A7BS60	Clamp bulldog aço inox de bakey reto, 7mm de mandíbula
0A7BS70	Clamp bulldog aço inox de bakey reto, 15mm de mandíbula
0A7BS80	Clamp bulldog aço inox de bakey reto, 24mm de mandíbula
0A7BS90	Clamp bulldog aço inox de bakey reto, 40mm de mandíbula
0A7BSA0	Clamp bulldog aço inox de bakey reto, 30mm de mandíbula
0A7BT70	Clamp bulldog aço inox de bakey curvo, 15mm de mandíbula
0A7BT80	Clamp bulldog aço inox de bakey curvo, 24mm de mandíbula
0A7BTA0	Clamp bulldog aço inox de bakey curvo, 30mm de mandíbula
0A7BU60	Clamp bulldog aço inox atraumático reto, 7mm de mandíbula
0A7BU70	Clamp bulldog aço inox atraumático reto, 15mm de mandíbula
0A7BU80	Clamp bulldog aço inox atraumático reto, 24mm de mandíbula
0A7BU90	Clamp bulldog aço inox atraumático reto, 40mm de mandíbula
0A7BUA0	Clamp bulldog aço inox atraumático reto, 30mm de mandíbula
0A7BV70	Clamp bulldog aço inox atraumático curvo, 15mm de mandíbula
0A7BV80	Clamp bulldog aço inox atraumático curvo, 24mm de mandíbula
0A7BVA0	Clamp bulldog aço inox atraumático curvo, 30mm de mandíbula

Código	Descrição
0A7BW60	Clamp bulldog titânio de bakey reto, 7mm de mandíbula
0A7BW70	Clamp bulldog titânio de bakey reto, 15mm de mandíbula
0A7BW80	Clamp bulldog titânio de bakey reto, 24mm de mandíbula
0A7BW90	Clamp bulldog titânio de bakey reto, 40mm de mandíbula
0A7BWA0	Clamp bulldog titânio de bakey reto, 30mm de mandíbula
0A7BX70	Clamp bulldog titânio de bakey curvo, 15mm de mandíbula
0A7BX80	Clamp bulldog titânio de bakey curvo, 24mm de mandíbula
0A7BXA0	Clamp bulldog titânio de bakey curvo, 30mm de mandíbula
0A7BY70	Clamp bulldog titânio atraumático curvo, 15mm de mandíbula
0A7BY80	Clamp bulldog titânio atraumático curvo, 24mm de mandíbula
0A7BYA0	Clamp bulldog titânio atraumático curvo, 30mm de mandíbula
0A7BZ60	Clamp bulldog titânio atraumático reto, 7mm de mandíbula
0A7BZ70	Clamp bulldog titânio atraumático reto, 15mm de mandíbula
0A7BZ80	Clamp bulldog titânio atraumático reto, 24mm de mandíbula
0A7BZ90	Clamp bulldog titânio atraumático reto, 40mm de mandíbula
0A7BZA0	Clamp bulldog titânio atraumático reto, 30mm de mandíbula

CLIPS HEMOSTÁTICOS E APLICADORES



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 100 Pequeno (Azul)

0Z70005



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 200 Médio (Branco)

0Z70003



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 300 Médio-Grande (Verde)

0Z70001



Cartucho com 6 Clips Hemostático CT 400 Grande (Laranja)

0Z70004



Aplicador de Clips	Diâmetro	20cm	36cm	42cm
CT 100 Small (amarelo)	Ø 5,0mm	0A7690L	0A7691L	0A7692L
CT 200 Medium (azul)	Ø 5,0mm	0A7820L	0A7821L	0A7822L
CT 200 Medium (azul)	Ø 10,0mm	0A7827L	0A7828L	0A7829L
CT 300 Medium Large (verde)	Ø 10,0mm	0A7787L	0A7788L	0A7789L
CT 400 Large (laranja)	Ø 10,0mm	0A7837L	0A7838L	0A7839L

ENUCLEADOR DE PRÓSTATA



Código	Descrição	Diâmetro
0AG6810	Enucleador de Próstata	10mm

CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS


Descartável

A cânula Veress de uso único Bhio Supply é usada para criar um pneumoperitônio em procedimentos laparoscópicos.

Seu projeto combina um estilete rombo com mola retrátil e uma cânula de ponta afiada garantindo acesso seguro e eficiente à cavidade abdominal.



Código	Descrição
0MAC24F0	Cânula de 120mm, Ø 2,1mm
0MAC24G0	Cânula de 150mm, Ø 2,1mm



CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS

Reutilizável



Cânula de Insuflação de Veress

Código	Comprimento	Código	Comprimento
0AC24I2	80 mm	0AC24I2L	170 mm
0AC24I2F	120 mm	0AC24I2J	200 mm
0AC24I2G	150 mm		

TROCATERS

Descartáveis

Cânulas de acesso descartáveis disponíveis nos tamanhos 5mm, 10mm, 12mm e 15mm, com design desenvolvido para garantir um menor trauma aos tecidos, menor ferida cirúrgica, flexibilidade e delicadeza na movimentação do instrumental cirúrgico.



Família Ponta Protegida (com lâmina)

RMS / ANVISA - 80381219015

Código	Tamanho	Descrição
0MTCL502	5 x 10	Kit cânula de acesso descartável 5mm 10cm com ponta protegida
0MTCL002	10 x 10	Kit cânula de acesso descartável 10mm 10cm com ponta protegida
0MTCL202	12 x 10	Kit cânula de acesso descartável 12mm 10cm com ponta protegida



Família Ponta Óptica (sem lâmina)

RMS / ANVISA - 80381219014

Código	Tamanho	Descrição
0MTOP502	5 x 10	Kit cânula de acesso descartável 5mm 10cm com ponta óptica
0MTOP002	10 x 10	Kit cânula de acesso descartável 10mm 10cm com ponta óptica
0MTOP202	12 x 10	Kit cânula de acesso descartável 12mm 10cm com ponta óptica
0MTOP2J2	12 x 15	Kit cânula de acesso descartável 12mm 15cm com ponta óptica
0MTOP702	15 X 10	Kit cânula de acesso descartável 15mm 10cm com ponta óptica

TROCATERS

Permanentes

Descrição

O Trocater é um instrumento em formato de mandril, tem corpo cilíndrico compacto com uma ponta específica e, na extremidade proximal, possui um manípulo que é fixado com as mãos.

Finalidade

O Trocater tem como principal função a perfuração da parede intraperitoneal de forma a obter a menor secção de corte dos tecidos.



Trocater com Ponta Piramidal

	Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	Ø 6,5mm	Ø 10,0mm		Ø 12,0mm	Ø 15,0mm
7cm	4A20930	0A20930	0A209V0	0A209A0	12 cm	0A209H0	0A209J0
11cm	4A20940	0A20940	0A209L0	0A209B0	17cm	0A209I0	0A209K0
17cm	4A20950	0A20950	0A209X0	0A209C0			



Trocater com Ponta Cônica

	Ø 4,0mm	Ø 5,0mm	Ø 6,5mm	Ø 10,0mm		Ø 12,0mm
7cm	4A21030	0A21030	0A210V0	0A210A0	12cm	0A210H0
11cm	4A21040	0A21040	0A210L0	0A210B0		
17cm	4A21050	0A21050	0A210X0	0A210C0		



Trocater com Ponta Protegida

	Ø 5,0mm	Ø 10,0mm		Ø 12,0mm	Ø 15,0mm
7cm	0A21130	0A211A0	12cm	0A211H0	0A211J0
11cm	0A21140	0A211B0	17cm	0A211I0	0A211K0
17cm	0A21150	0A211C0			



Trocater com Ponta Romba Maciça

	Ø 11,0mm
11cm	0A286B0

PINÇA BHIO SEAL FORCE



CÓD	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMPRIMENTO	PARTE ATIVA
0S052AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	Ø5mm	23cm	Parte Ativa Curva Maryland 
0S053AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	Ø5mm	37cm	Parte Ativa Curva Maryland 
0S054AC	Selador e Divisor Laparoscópico Descartável Bhio Seal Force para vasos arteriais e venosos	Ø5mm	42cm	Parte Ativa Curva Maryland 

ELETROGERADOR BIPOLAR AVANÇADO



CÓD	DESCRIÇÃO
0WG1A00	Eletrogerador Bipolar Avançado Bhio Supply - BS100

PROCISION 1000



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
0ZP14H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	14cm
0ZP23H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	23cm
0ZP36H5	Pinça ultrassônica ponta curva de 5mm. Uso único.	36cm

GERADOR PROCISION 1000

Interruptor liga/desliga

Visor/tela sensível ao toque



Conector/receptáculo de instrumento

CÓD	DESCRIÇÃO
0ZP1000	Gerador ultrassônico 50/60hz - 100-240v.

LINHA DE UROLOGIA

V06/FEV25

bhiosupply 

Av. Luiz Pasteur, 4.959
Esteio RS Brasil 93290-010
55 (51) 3078.1819 / 3459.4000

bhiosupply.com.br
   @bhiosupply